

Normativa de Ingreso a estudiantes al salón Mini-Auditorium.

- 1 -Se prohíbe el ingreso de usuarios al salón sin mascarilla y careta.
- 2 -Los usuarios antes de ingresar deben sanitizar sus manos con gel antibacterial proporcionado por la Biblioteca y se tomará la temperatura con un termómetro digital.
- 3- Los usuarios deben limpiar sus suelas en las alfombras que se encuentran en el descanso del 2° nivel.
- 3 -El acceso es por la puerta existente en el descanso del 2° nivel, de la escalera exterior, anunciar su llegada en recepción de la biblioteca (primer nivel).
- 4 - La salida del mini auditorium se hará por el mismo lugar de ingreso.
- 5 – Al Mini Auditorium NO pueden ingresar con comida y/o bebidas
- 6 - El solicitante es responsable por el buen uso de las instalaciones y equipos
- 7- Presentarse con puntualidad, después de 15 minutos se cancelará la actividad.
- 8- Los alumnos/participantes bajo la dirección del catedrático/solicitante deben mantener limpio y ordenado el espacio otorgado.
- 9- El máximo de cupos para el uso del Mini Auditorio es de **15** alumnos/participantes por actividad manteniendo la distancia sugerida.
- 10- Indicar el material a utilizar, si es necesario se debe programar una prueba con anticipación para evitar inconvenientes.
- 11- El catedrático/solicitante deberá dar aviso en caso de no utilizar el Mini Auditorio.
- 12- El Mini Auditorio solamente cuenta con equipo DVD y Blu-Ray, no computadora.
- 13- El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores, se dará por cancelado el uso del mismo.

Imagen de los asientos que estarían disponibles debido a la normativa de distanciamiento social.



Se recomienda la compra de un termómetro digital para dejar pasar unicamente a los usuarios que no sobrepasen la temperatura de 37 grados.

https://www.mediac.gt/shop/termometro-digital-infrarrojo/?gclid=EAlaIQobChMI_d2V1urh6gIVTJyzCh3UmgMJEAAAYASAAEgJ4qfD_BwE



INICIO / SHOP / ACCESORIOS MÉDICOS /
TERMÓMETRO

Termómetro digital infrarrojo

Q539.00

25 disponibles

- 1 +

AÑADIR AL CARRITO

SKU: 000141133

Categoría: Accesorios médicos, Termómetro

Etiquetas: termómetro sin contacto, termómetro sin
contacto en guatemala



Se recomienda poner un Gel antibacterial en una de estas posiciones para que los estudiantes antes de ingresar se limpien las manos.

Así mismo se deberá contar con alcohol o cloro para aplicar en las alfombras y así puedan limpiar sus suelas.

